



**Especialista em você.**

**PERÍMETRO RM 6000**

---

**Ramos Mejia Comércio Importação e Exportação Ltda.**  
Rua Estela, 515 - Bloco C - Conj. 31 - Bairro Vila Mariana  
São Paulo - SP - CEP: 04011-904



## Perímetro RM 6000

Perímetro RM 6000

## RECURSOS E BENEFÍCIOS

---

Marca:



Garantia:



## DADOS TÉCNICOS

---

### Perímetro mod. RM 6000

**Dimensões:** 48 x 43 x 52,8 cm

**Peso:** 14 kg

**Voltagem:** Bivolt automático

#### Características Básicas :

**Cúpula de Teste:** Raio de 300m, esférico , tipo fechado , ventilado.

**Técnicas de Teste:** Perimetria Estática

**Tamanho do Estímulo:** Goldmann III

**Cor do Estímulo:** Branco

**Intensidade do Estímulo:** 1 asb até 10.000 asb

**Tempo de resposta do Paciente:** 200 ms / Adaptável

**Alcance Máximo de medição:** 90 graus

**Distância do Teste:** 30 cm

**Quantidade de Estímulo:** 456 pontos

**Iluminação de Fundo:** Branco 31,5 asb ( 10 cd/m<sup>2</sup> )

**Controle de Fixação:** Gaze Tracking , Blink Monitoring , Heijl/Krakau e Head Tracking.

**Controle de Queixeira :** Sobe e Desce Elétrico / Direita e Esquerda Elétrico

**Campos de Teste:** Padrão de teste ortogonal  
10-2 , 24-2 , 30-2 , 60-4  
Mácula , Nasal Step  
C-40 , C-76 , P-60 , FF-81 , FF-120 , FF-135


**Testes Especiais:** Driver test , Driver Quick Test , Superior 36  
Horizontal View Angle Check  
Esterman Test ( Monocular , Binocular )

**Testes de Estratégia:** Screening ( Quantify defect , 3-Zone , 2-Zone )  
Threshold ( Full , Fast , Smart )  
Age Related , Threshold Related , Single Stimulus

- Principais Análises:**
- Análise de campo único
  - Comparação de Resultado
  - Análise de progressão do defeito
  - Pacote estatístico

## Principais Funções :


### Interface simples e prática



Em uma única tela é possível executar as principais funções de testes e estratégias , bem como operar o equipamento de maneira simples.

### Sem complicações

#### Step 1



#### Step 2

**Patient Management**

Serial number: 20201023001

Fill the info to these 5 places and click save. Then Click Start Check

Name: Lucy

Phone No: \_\_\_\_\_

Gender:  Male  FeMale

Age: 39

Birth: 1981-1-1

ID NO.: \_\_\_\_\_

Doctor: \_\_\_\_\_ Clear

Eye:  Left  Right

Program Select: 24-2

Visual:

Right Left

Sphere:

Cylinder:


Axis:

Calculation


Saved OK



### Step 3



### Step 4




Diagnosis s:

Doctor:


Em somente 4 passos é possível concluir toda a operação do aparelho.

## Testes




Ampla biblioteca de programas e campos de testes pré-definidos.

## Estratégias




Possui ampla gama de estratégias .

## Análises




Possui ampla gama de análises.

## Queixeira automática





Controle a queixeira através do software ou no próprio aparelho

## Relatórios




Program:24-2	Stimulus:III,White	Fixation Monitor:ON	Stimulus:III,White
Fixation Monitor:ON	Background:31.5 ASB	Fixation Target:Center	Background:31.5 ASB
Fixation Target:Center	Strategy:Fast SIN	Fixation Losses:1/21	Strategy:Fast SIN
Fixation Losses:1/21	Pupil Diameter:5.2	False POS Errors:0%	Pupil Diameter:5.8
False POS Errors:0%	Visual Acuity:\	False NEG Errors:0%	Visual Acuity:\
False NEG Errors:0%	Rx: DS DC X	Test_Duration:04:04	Rx: DS DC X
Test_Duration:04:05	Visual:OD OS	Date:2020-10-16	Visual:OD OS
Date:2020-10-16		Time:17:17:38	
Time:17:12:20			
Fovea:OFF			



Diagnosi s: Diagnosis sytuju  
 Doct or:

Relatórios monoculares ou binoculares podem ser apresentados na tela ou impressos através do uso de impressora externa \*  
 \* ( impressora não acompanha produto e deve estar conectada via rede LAN para funcionar corretamente )

## Conectividade



Possui conectividade com REDE LAN e DICOM

Também pode trabalhar com Mouse e Teclados sem Fio. (Não Acompanha)



**Para mais informações:**

**(11) 5572-5219**

**(11) 2649-1809**

**(11) 99675-3874**

**[www.ramosmejia.com.br](http://www.ramosmejia.com.br)**